

Manuthera

INDISPENSABILE !!
ottimizza il trattamento di pazienti con disturbi muscolo-scheletrici




UNICO!! si adatta ad ogni tecnica di terapia manuale
Maitland, Kaltenborn, Osteopatia, Chiropratica, ecc...

Affidati al sistema Manuthera !!

il tuo paziente beneficerà di trattamenti manuali più sicuri, precisi ed efficaci.

Per te !!

le caratteristiche del sistema Manuthera ti permetteranno di effettuare ogni tecnica manuale e riabilitativa in posizione ergonomica e confortevole, consentendoti maggior precisione, minor fatica, e riducendo i rischi di patologie professionali.



Le molteplici combinazioni di regolazione consentono tutte le tecniche su tutti i piani del movimento, oltre che in trazione compressione, anche combinate. Manipolazioni con thrust ad alta velocità agevolate da speciale dispositivo.



Caratteristiche funzionali:



L'unico lettino che permette posizionamenti e movimenti differenziati (tridimensionali).
La possibilità della trazione associata ai movimenti di flesso-estensione e rotazione offre un approccio innovativo nella terapia manuale

Sezioni tridimensionali con la possibilità di movimenti di:

- Trazione
- Estensione
- Flessione
- Flessione laterale senza attriti
- Regolazione in altezza del poggia-capo
- Scorrimento orizzontale per le diverse morfologie della colonna cervicale

PER L'OPERATORE:

Ottimizzazione ergonomica per l'operatore nel trattamento terapeutico
Sessioni terapeutiche prolungate con mino sforzo e minor fatica.
Possibilità di effettuare fino a 200 manovre in 3 minuti
La trazione combinata con i movimenti di rotazione, flessione laterale, e scorrimento orizzontale permettono nuove tipologie di mobilizzazione e manipolazione (p.e. movimenti elicoidali del bacino)
Esecuzione di tutti i test passivi della colonna vertebrale
Manovre agevolate di tecnica in thrust
Trattamento unico nella manipolazione L5-S1



PER IL PAZIENTE

Salita e discesa ottimizzata e sicura
Eliminazione della ipercompressione discale da ortostatismo non graduale
Condizione di rilassamento costante durante le manovre
Posizionamento ottimale della colonna cervicale.
Posizionamento tridimensionale del capo per estensione, flessione e flessione laterale.
Con la regolazione tridimensionale della sezione centrale del lettino si ottengono movimenti del tronco in flessione laterale privi di attrito.

DATI TECNICI

Larghezza standard 50-56 cm
Testata con regolazioni multiple, foro naso-bocca (+45° - 90°)
Poggia braccia regolabili, possono essere girati di lato.
Regolazione elettrica dell'altezza (57-91 cm)
Supporto per caviglie separato con leva di regolazione
Sezione per la parte inferiore del corpo con regolazione continua (con molle a gas)
Ruote bloccabili centralmente
Carico massimo 160 kg